

Anticorpo Policlonale Anti-Znf324 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075467

Numero articolo: CM0020726

introduzione

pAb di coniglio ZNF324 per ZNF324 umano, validato in IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e gli studi sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio ZNF324
Note/Alias	ZNF324; ZF5128; ZNF324A; proteina 324 con dito di zinco
Specie	Umano
GeneID (umano)	25799
GeneID	25799
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 271-553 di ZNF324 umano (NP_055162.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	075467
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante