

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf331 Per Wb, Elisa - Q9Nqx6

Numero articolo: CM0015096

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-ZNF331 validato per WB ed ELISA; rileva ZNF331 in umano, topo e ratto. Mira a un fattore di trascrizione testicolo-specifico potenzialmente coinvolto nella spermatogenesi. ID UniProt: Q9NQX6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio ZNF331
Note/Alias	RITA; ZNF361; ZNF463; ZNF331
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55422
Gene ID	55422
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-130 di ZNF331 umano (NP_061025.5).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQX6
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio