

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf333 Per Wb, Elisa - Q96JL9

Numero articolo: CM0017766

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ZNF333 umano. Validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con ZNF333 di topo e ratto. Adatto per studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF333 Rabbit pAb
Note/Alias	ZNF333
Specie	Uomo
ID genico	84449
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-303 di ZNF333 umano (NP_001287841.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96JL9
Peso proteico	76 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio