

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf346 Per Wb Ed Elisa - Q9UI40

Numero articolo: CM0025993



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina umana ZNF346 (proteina JAZ con dita di zinco). Adatto per applicazioni di Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con proteine umane, di topo e di ratto. Immunogeno proteico ricombinante. Ideale per la ricerca sulla funzione di legame all'RNA e nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ZNF346 Rabbit pAb
Note/Alias	JAZ; Zfp346; ZNF346
Specie	Umana
GeneID (Umano)	23567
GeneID	23567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-294 della proteina umana ZNF346 (NP_036411.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9UL40
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio