

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf350 Per Wb, Elisa - Q9Gzx5

Numero articolo: CM0029952

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZNF350 umano (ZBRK1, ZFQR) convalidato per Western Blot e ELISA. Rileva campioni umani e di topo. Adatto per studi sulla repressione trascrizionale e la risposta al danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF350 pAb di coniglio
Note/Alias	ZFQR; ZBRK1; ZNF350
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	59348
ID gene	59348
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 285-532 di ZNF350 umano (NP_067645.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9GZX5
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio