

Anti-Znf408 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9H9D4

Numero articolo: CM0027463

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la ZNF408 umana, validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e le malattie retiniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF408 pAb di coniglio
Note/Alias	EVR6; RP72; ZNF408
Specie	Uomo
GeneID	79797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 471-720 della ZNF408 umana (NP_079017.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H9D4
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio