

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf416 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bwm5

Numero articolo: CM0017953

introduzione

CamelBio fornisce anticorpo policlonale coniglio anti-ZNF416 adatto per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce ZNF416 umano, murino e ratto, un attivatore trascrizionale meccanosensibile nella ricerca biologica sui fibroblasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF416 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ZNF416
Specie	Umano
GenelD	55659
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 495-594 di ZNF416 umano (NP_060349.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BWM5
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio