

Anticorpo Policlonale Anti-Znf426 Per Wb, Elisa - Q9Buy5

Numero articolo: CM0019222

introduzione

Anticorpo ZNF426 policlonale di coniglio per WB ed ELISA, cross-reattivo con il topo. Mira a un fattore di trascrizione a dita di zinco coinvolto nella regolazione trascrizionale. UniProt Q9BUY5, 63 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF426 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	K-RBP; ZNF426
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	79088
ID Gene	79088
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo
SWISS	Q9BUY5
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio