

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf433 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N7K0

Numero articolo: CM0015573

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-ZNF433 validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva ZNF433 umano, di topo e di ratto, un presunto regolatore trascrizionale a dita di zinco. Adatto per studi sulla regolazione genica e sulle proteine nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio ZNF433
Note/Alias	ZNF433
Specie	Umano
GeneID (Umano)	163059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 564-673 di ZNF433 umano (NP_001073880.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N7K0
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio