

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf451 Per Wb, Elisa - Q9Y4E5

Numero articolo: CM0013941



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZNF451 umano (E3 SUMO-protein ligasi, noto anche come COASTER/ZATT). Validato per Western blot e ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della SUMOilazione, della risposta al danno del DNA e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF451 Rabbit pAb
Note/Alias	ZATT; COASTER; dJ417I1.1; ZNF451
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26036
GeneID	26036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-900 di ZNF451 umano (NP_001026794.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4E5
Peso proteico	121 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio