

Anticorpo Policlonale Anti-Znf460 Per Wb Ed Elisa - Q14592

Numero articolo: CM0022015

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ZNF460 (alias HZF8, ZNF272) validato per Western blot ed ELISA. Rileva ZNF460 umano, murino e di ratto. Adatto per studi sui fattori di trascrizione nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF460 Rabbit pAb
Note/Alias	HZF8; ZNF272; ZNF460
Specie	Umano
GeneID (umano)	10794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-210 di ZNF460 umano (NP_006626.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q14592
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante