

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf471 Per Wb, Elisa - Q9Bx82

Numero articolo: CM0024354

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ZNF471 validato per WB ed ELISA. Specifico per ZNF471 umano, un fattore di trascrizione a dito di zinco. Ideale per studi epigenetici e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF471 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ERP1; Z1971; Zfp78; ZNF471
Specie	Umano
GeneID (umano)	57573
GeneID	57573
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-221 di ZNF471 umano (NP_065864.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9BX82
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio