

Anticorpo Policlonale Anti-Znf521 Per Wb, Elisa - Q96K83

Numero articolo: CM0021004

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana ZNF521 (EHZF/Evi3) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Dimostra reattività crociata con campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sulle cellule staminali e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF521 Rabbit pAb
Note/Alias	EHZF; Evi3; ZNF521
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25925
GeneID	25925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-420 della ZNF521 umana (NP_056276.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q96K83
Peso proteico	148kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio