

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf530 Per Wb, Elisa - Q6P9A1

Numero articolo: CM0024661

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZNF530 umano, un probabile regolatore trascrizionale. Convalidato per Western blot e ELISA; presenta reattività crociata con esseri umani, topi e ratti. Adatto per la ricerca sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF530 Rabbit pAb
Note/Alias	ZNF530
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	348327
ID gene	348327
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di ZNF530 umano (NP_065931.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6P9A1
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio