

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf562 Per Ihc-P, Elisa - Q6V9R5

Numero articolo: CM0015605

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting ZNF562, una proteina a dito di zinco coinvolta nella regolazione trascrizionale. Verificato per IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per studi sull'espressione genica e sulla localizzazione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF562 Rabbit pAb
Note/Alias	ZNF562
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54811
GeneID	54811
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di ZNF562 umano (NP_001123503.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q6V9R5
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio