

Anticorpo Policlonale Anti-Znf563 Per Wb Ed Elisa - Q8Ta94

Numero articolo: CM0019279

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ZNF563 per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Validato nelle specie umana, murina e ratto. Target: proteina 563 con dita di zinco, un fattore di trascrizione predetto. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF563 Rabbit pAb
Note/alias	ZNF563
Specie	Umana
ID del gene (umano)	147837
ID del gene	147837
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ZNF563 umano (NP_660319.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8TA94
Peso della proteina	55kDa
Spedizione	Borsa refrigerante