

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf566 Per Wb Ed Elisa - Q969W8

Numero articolo: CM0020027

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZNF566 umano, convalidato per Western blot ed ELISA. Progettato per studi sulla regolazione della trascrizione; rileva una proteina nucleare a dito di zinco di 49 kDa. Ideale per applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF566 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ZNF566; proteina a dito di zinco 566; 66
Specie	Umano
GeneID	84924
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-154 di ZNF566 umano (NP_001138816.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q969W8
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio