

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf574 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Zn55

Numero articolo: CM0014495

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ZNF574, una proteina a dito di zinco coinvolta nella sorveglianza dell'assemblaggio dei ribosomi. Validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF574 Rabbit pAb
Note/Alias	FP972; ZNF574
Specie	Umano
GeneID (umano)	64763
GeneID	64763
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-310 di ZNF574 umano (NP_073589.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6ZN55
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio