

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf582 Per Wb, Elisa - Q96Ng8

Numero articolo: CM0015036

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ZNF582 per WB ed ELISA, con reattività crociata nel topo. Target: proteina nucleare a dita di zinco di circa 60 kDa, probabilmente coinvolta nella regolazione trascrizionale, adatta per studi sull'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF582 Rabbit pAb
Note/Alias	ZNF582
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	147948
GeneID	147948
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-180 di ZNF582 umano (NP_653291.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q96NG8
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante