

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf587 Per Wb, Elisa - Q96Sq5

Numero articolo: CM0023444

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZNF587 umano, un regolatore trascrizionale a dito di zinco. Validato per WB e ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF587 Rabbit pAb
Note / Alias	ZF6; ZNF587
Specie	Umana
ID gene	84914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-240 di ZNF587 umano (NP_116217.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q96SQ5
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio