

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf598 Per Wb Ed Elisa - Q86Uk7

Numero articolo: CM0018977

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZNF598, una ligasi E3 dell'ubiquitina coinvolta nel controllo qualità dei ribosomi. Validato per Western blot ed ELISA con campioni umani. Ideale per studi sulla regolazione della traduzione e sulle infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | ZNF598 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/alias          | HEL2; ZNF598                                                                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| ID genico (umano)   | 90850                                                                                                                           |
| ID genico           | 90850                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-420 di ZNF598 umano (NP_835461.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                           |
| SWISS               | Q86UK7                                                                                                                          |
| Peso della proteina | 99 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto refrigerante                                                                                                          |