

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf620 Per Wb E Elisa - Q6Zng0

Numero articolo: CM0019701

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a ZNF620 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Peso molecolare previsto ~49 kDa. Adatto per studi sui fattori di trascrizione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF620 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ZNF620
Specie	Umano
GeneID (Umano)	253639
GeneID	253639
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di ZNF620 umano (NP_001243096.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	Q6ZNG0
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio