

Anticorpo Policlonale Anti-Znf621 Per Wb, Elisa - Q6Zss3

Numero articolo: CM0013816

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZNF621 umano, un regolatore trascrizionale con dita di zinco. Validato per applicazioni di Western Blot ed ELISA. Adatto per studi sull'espressione genica e sulle interazioni proteiche. - Q6ZSS3

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF621 pAb di coniglio
Note/Alias	ZNF621
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	285268
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-150 di ZNF621 umano (NP_940886.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q6ZSS3
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante