

Anticorpo Policlonale Anti-Znf645 Per Wb - Q8N7E2

Numero articolo: CM0019273

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZNF645 umano (E3 ubiquitina-proteina ligasi CBLL2), validato per WB ed ELISA. Rileva proteine di topo e ratto. Essenziale per studi sulla ligasi dell'ubiquitina e sulla biologia del testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF645 Rabbit pAb
Note/Alias	CT138, HAKAIL, ZNF645
Specie	Umano
GeneID (Umano)	158506
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 346-425 di ZNF645 umano (NP_689790.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8N7E2
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio