

Anticorpo Policlonale Anti-Znf652 Per Wb, Elisa - Q9Y2D9

Numero articolo: CM0022935

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZNF652 umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Riconosce una proteina di ~70 kDa. Ideale per studi sulla repressione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF652 Rabbit pAb
Note/Alias	ZNF652
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	22834
ID Gene	22834
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-74 di ZNF652 umano (NP_055712.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2D9
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio