

Anticorpo Policlonale Anti-Znf652 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Y2D9

Numero articolo: CM0023648

introduzione

CamelBio fornisce questo anticorpo policlonale anti-ZNF652 di coniglio, validato per WB e ELISA, che bersaglia il repressore trascrizionale ZNF652 in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla regolazione genica e la biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF652 Rabbit pAb
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	22834
ID gene	22834
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-74 della proteina ZNF652 umana (NP_055712.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2D9
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio