

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf677 Per Wb E Elisa - Q86Xu0

Numero articolo: CM0021594

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZNF677 umano, adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per la rilevazione di proteine nucleari e la ricerca sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ZNF677 Rabbit pAb
Note/Alias	ZNF677
Specie	Umana
GeneID (Umana)	342926
GeneID	342926
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-200 di ZNF677 umano (NP_872415.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Ratto
SWISS	Q86XU0
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio