

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf677 Per Wb, Elisa - Q86Xu0

Numero articolo: CM0024315

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ZNF677 umano (68 kDa) per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare la regolazione trascrizionale e le proteine nucleari che legano il DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF677 Rabbit pAb
Note/Alias	ZNF677
Specie	Umana
GeneID (Umana)	342926
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-200 di ZNF677 umano (NP_872415.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q86XU0
Peso proteico	68 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio