

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf683 Per Wb, Elisa - Q8Iz20

Numero articolo: CM0027090

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ZNF683 umano (Hobit) per Western blot e ELISA. Peso molecolare previsto 57 kDa. Adatto per lo studio della biologia dei linfociti residenti nei tessuti e della ritenzione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF683 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Hobit, ZNF683
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	257101
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 420-524 di ZNF683 umano (NP_001294854.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8IZ20
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio