

Anticorpo Policlonale Anti-Znf688 Per Wb, Elisa - P0C7X2

Numero articolo: CM0016151

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZNF688, una proteina a dita di zinco potenzialmente coinvolta nella regolazione trascrizionale, validato per Western blot (WB) ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF688 Rabbit pAb
Note/alias	ZNF688
Specie	Uomo
GeneID (umano)	146542
GeneID	146542
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-180 di ZNF688 umano (NP_660314.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P0C7X2
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante