

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Znf70 Per Wb, Elisa - Q9Uc06

Numero articolo: CM0016268

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a ZNF70 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva ZNF70 in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio della regolazione trascrizionale e delle proteine a dito di zinco localizzate nel nucleo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF70 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Cos17, ZNF70
Specie	Umano
GenelD (umano)	7621
GenelD	7621
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di ZNF70 umano (NP_068735.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UC06
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio