

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf711 Per Wb, Elisa - Q9Y462

Numero articolo: CM0020804



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ZNF711 validato per WB ed ELISA. Mira alla proteina umana ZNF711 (ZNF6, CMPX1), un regolatore trascrizionale essenziale per lo sviluppo cerebrale. Ideale per la ricerca in neuroscienze e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF711 Rabbit pAb
Note/Alias	ZNF4; ZNF5; ZNF6; CMPX1; MRX65; MRX97; XLID97; Zfp711; dj75N13.1; ZNF711
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7552
GeneID	7552
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della proteina umana ZNF711 (NP_001317503.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9Y462
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio