

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf75A Per Wb, Elisa - Q96N20

Numero articolo: CM0020364

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ZNF75A validato per WB ed ELISA. Riconosce la ZNF75A umana, un regolatore trascrizionale. Per la ricerca sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF75A pAb di coniglio
Note/Alias	ZNF75A
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7627
GeneID	7627
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200 e 296 della ZNF75A umana (NP_694573.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96N20
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante