

Anticorpo Policlonale Anti-Znf76 Per Wb E Elisa - P36508

Numero articolo: CM0024059

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting ZNF76, un fattore di trascrizione che regola la RNA pol II/III. Validato per WB, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'espressione genica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF76 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ZNF76; D6S229E; ZNF523; Zfp523; proteina a dito di zinco 76
Specie	Umano
Gene ID	7629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 463-570 di ZNF76 umano (NP_003418.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P36508
Peso proteico	56kDa/61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio