

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Znf76 Per Wb, Elisa - P36508

Numero articolo: CM0022840

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il fattore di trascrizione umano ZNF76 per applicazioni Western blot ed ELISA. Convalidato in campioni umani, di topo e di ratto. Materia prima IVD di grado di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ZNF76 Rabbit pAb
Note/Alias	ZNF523; Zfp523; D6S229E; ZNF76
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7629
GeneID	7629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-170 di ZNF76 umano (NP_003418.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36508
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio