

Anticorpo Policlonale Anti-Znf766 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q5Hy98

Numero articolo: CM0024639

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ZNF766 convalidato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Mira a una proteina nucleare a dito di zinco di 55 kDa implicata nella regolazione della trascrizione. Ideale per la ricerca sull'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF766 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ZNF766
Specie	Umano
GeneID (Umano)	90321
GeneID	90321
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-190 di ZNF766 umano (NP_001010851.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q5HY98
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio