

Anticorpo Policlonale Anti-Znf768 Per Wb, Elisa - Q9H5H4

Numero articolo: CM0023356

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting ZNF768 umano, adatto per Western blot e ELISA. Rileva ZNF768 di topo. Ideale per studi sul legame alla cromatina e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZNF768 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ZNF768
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79724
GeneID	79724
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 140-270 di ZNF768 umano (NP_078947.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q9H5H4
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio