

Anticorpo Policlonale Anti-Znf785 Per Wb, Elisa - A8K8V0

Numero articolo: CM0030861

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ZNF785 umano, reattivo con umano e topo, per applicazioni WB ed ELISA. Validato per l'uso nella ricerca negli studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF785 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ZNF688; ZNF785
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	146540
Gene ID	146540
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-405 di ZNF785 umano (NP_689671.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	A8K8V0
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio