


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Zo-1 Per If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q07157

Numero articolo: CM0011398



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ZO-1 per IF/ICC, IHC-P, ELISA. Riconosce ZO-1 (Q07157) di origine umana, mouse e ratto. Fondamentale per la ricerca sulle giunzioni serrate e gli studi sulla barriera epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZO-1 Rabbit mAb
Note/Alias	ZO-1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7082
GeneID	7082
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 di ZO-1 umano (NP_009093.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q07157
Peso proteico	195kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio