


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Zo-1 Per Wb, If/Icc, If-F, Ihc-P, Elisa - P39447

Numero articolo: CM0005134



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante diretto contro la proteina delle giunzioni strette ZO-1 del topo. Validato per WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. ~195 kDa. Adatto per lo studio della biologia delle giunzioni strette.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ZO-1
Note/Alias	ZO1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	7082
GeneID (Topo)	21872
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1525-1621 di ZO-1 di topo (NP_033412.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P39447
Peso Proteico	195 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio