


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zo-1 Per Wb, If-P, Elisa - Q07157

Numero articolo: CM0017315



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per ZO-1 (Proteina delle giunzioni strette 1). Convalidato per applicazioni Western blot, immunofluorescenza su paraffina e ELISA. Reagisce in modo crociato con humano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle giunzioni strette.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ZO-1 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	ZO-1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	7082
ID gene	7082
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-273 di ZO-1 umano (NP_003248.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q07157
Peso proteico	195 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio