

Anticorpo Policlonale Anti-Zp2 Per Wb - Q05996

Numero articolo: CM0014475



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-ZP2 generato in coniglio, validato per WB, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con ZP2 di uomo, topo e ratto. Utilizzabile per studi sulla zona pellucida degli ovociti e sulla fertilizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZP2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ZPA; Zp-2; OOMD6; OZEMA6; ZP2
Specie	Uomo
ID Gene	7783
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 651-745 di ZP2 umano (NP_003451.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q05996
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio