

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zp3 Per Wb, If-P, Elisa - P21754

Numero articolo: CM0016425

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ZP3 di alta qualità per applicazioni WB, IF-P, ELISA. Riconosce la proteina ZP3 umana, murina e di ratto, un recettore chiave per gli spermatozoi nella zona pellucida. Ideale per studi sulla fertilità e sulla biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZP3 Rabbit pAb
Note/alias	ZPC; ZP3A; ZP3B; Zp-3; OOMD3; OZEMA3; ZP3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7784
GeneID	7784
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 246-345 della ZP3 umana (NP_001103824.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P21754
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Ghiaccio