

Anticorpo Policlonale Anti-Zpbp Da Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bs86

Numero articolo: CM0022453

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio di alta qualità contro ZPBP umano, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Adatto per rilevare ZPBP in campioni di uomo, mouse e ratto. È coinvolto nella compattazione dell'acrosoma e nell'interazione tra spermatozoo e ovocita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZPBP Rabbit pAb
Note/Altri nomi	ZPBP1; SPGF66; ZPBP
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	11055
ID gene	11055
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-200 di ZPBP umano (NP_008940.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BS86
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio