

Anticorpo Policlonale Anti-Zranb3 Per Wb, Elisa - Q5Fwf4

Numero articolo: CM0027651



introduzione

ZRANB3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Esso mira all'elicasi di appaiamento del DNA e all'endonucleasi ZRANB3 per la ricerca sullo stress replicativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZRANB3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AH2; 4933425L19Rik; ZRANB3
Specie	Umano
GeneID (umano)	84083
GeneID	84083
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 818-1077 di ZRANB3 umano (NP_001273497.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5FWF4
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio