

Anticorpo Policlonale Anti-Zscan1 Per Wb E Elisa - Q8Nbb4

Numero articolo: CM0021802

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ZSCAN1 umano (conosciuto anche come MZF-1, ZNF915). Validato per western blot e ELISA, riconosce un fattore di trascrizione nucleare di ~45 kDa. Adatto per studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZSCAN1 Rabbit pAb
Note/Alias	MZF-1; ZNF915; ZSCAN1
Specie	Uomo
GeneID	284312
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 300-400 di ZSCAN1 umano (NP_872378.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q8NBB4
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio