

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zscan21 Per Wb E Elisa - Q9Y5A6

Numero articolo: CM0019076

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ZSCAN21 umano (ZNF38, Zpro1), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione genica e sulla spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZSCAN21 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	ZNF38; Zpro1; NY-REN-21; ZSCAN21
Specie	Umana
ID gene (Umano)	7589
ID gene	7589
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 130-280 di ZSCAN21 umano (NP_666019.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5A6
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio