

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zswim1 Per Wb, Elisa - Q9Br11

Numero articolo: CM0013445

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ZSWIM1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Riconosce ZSWIM1 di topo. Per lo studio delle proteine a dito di zinco dominio SWIM e lo sviluppo di reagenti diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZSWIM1 Rabbit pAb
Note/Alias	C20orf162; ZSWIM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	90204
ID Gene	90204
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 411-485 di ZSWIM1 umano (NP_542170.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9BR11
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio