

Anticorpo Policlonale Anti-Zwint Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O95229

Numero articolo: CM0030543



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce ZWINT umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva la subunità ZWINT del complesso KNL1 del cinetocoro esterno, essenziale per la segregazione cromosomica. Ideale per studi sulla mitosi e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ZWINT Rabbit pAb
Note/Alias	SIP30; ZWINT1; KNTC2AP; HZwint-1; ZWINT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11130
GeneID	11130
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-277 di ZWINT umano (NP_008988.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95229
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio