

Anticorpo Monoclonale Anti-Zyxin Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15942

Numero articolo: CM0006641

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro Zyxin umano (Q15942), adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva la proteina endogena a 61kDa. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e sulle adesioni focali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Zyxin Rabbit mAb
Note/Alias	ESP-2; HED-2; Zyxin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7791
GeneID	7791
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di Zyxin umano (Q15942).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q15942
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio